

DirectVista®黑白灰阶白基胶片

使用科多尼克专业的DirectVista 黑白灰阶白基胶片降低硬拷贝成本，而不牺牲图像质量



“白基胶片对放射学来说是个好消息，它不仅降低了介质价格并且通过实现工作流程和其他软性成本的大规模消减。”

John C. Litchney, MBA, RT,
克利夫兰诊所区域放射科科长

“这种纸样媒介比胶片更便宜，为终端用户提供了更多优势。”

David Stermerman博士，放射医师，
开放式高场MRI和CT，纽约州韦斯切斯特市

14" x 17"
35 x 43 cm

A Size



A4 Size



- 图像质量远高于激光和办公打印机
- 医生，病人咨询和手术室使用的理想选择
- 纸张大小使其能轻易与医生报告或病例记录放在一起，供快速查阅。
- 无需更换色粉，蜡或色带
- 无需灯箱。
- 替代传统胶片的优选方案。



科多尼克

DirectVista® 黑白灰阶白基胶片



黑白灰阶白基胶片是专为医学应用设计的。这种优质介质是临床医生在没有灯箱，只有室内灯光下而观看图像的优选。

专用于科多尼克相机，DirectVista 白基胶片有多个尺寸，包括 14" x 17" 是替代传统大胶片的经济节约的备选方案。科多尼克A和A4大小的白基胶片能轻易地与病历记录放在一起，所以这种图像就像笔记或报告一样，患者可以随身携带，医生也能轻易地翻阅。

白基胶片出众的对比度使图像更加清晰。永远无需更换色粉、蜡或色带。是诊断审查、临床使用、患者转诊复查、以及归档的理想介质。



半色调灰阶



连续色调灰阶

黑白灰阶白基胶片使用厚重而高亮度的高分子材质做片基，能防水，防撕裂。由于胶片上没有墨或色粉，图像不会模糊或沾染到手上或其他印品上。

不同于纸质激光/喷墨打印机使用的密集点阵的半色调成像方式，黑白灰阶白基胶片采用和传统胶片一样的连续色调成像方式，每个像素都有4096层灰阶，使图像层次更丰富，分辨率更高。

规格：

- 与 HORIZON 多媒体相机兼容
- 连续色调成像，每个像素有 4096 层灰阶
- 最小密度 < 0.10 OD，最大密度 > 2.20 OD (反射)
- 厚度约等于 0.2 mm
- 符合 ISO 18911 照相材质的存储标准
- 妥善存储下，至少保存 10 年

可用尺寸：

- 14" x 17" (35 x 43 cm)
- A (216 mm x 279 mm)
- A4 (210 mm x 297 mm)

14" x 17"
35 x 43 cm

A4

A

想获得更多信息，请联系科多尼克
021-62787701 或访问 www.codonics.cn

*请联系您的科多尼克代表获取型号配置和介质情况。DirectVisto 胶片可用于大多数科多尼克打印机，有些有样式和尺寸限制。规格如有改变，恕不另行通知。版权 © 2020-2022 科多尼克公司。



CODONICS®

We bring the future into focus

上海市长宁区仙霞路317号远东
国际大厦B栋1412室，邮编：200051
电话：021-62787701
传真：021-62787719
电邮：info@codonics.com
网址：www.codonics.cn

