

一个革命性的CD/DVD光盘刻录系统



“我们喜欢Virtua的输出，
喜欢它自动刻录，喜欢能在影像设备
的控制台上直接操作。”

劳伦斯·N·坦南布恩
(放射医生 爱迪生影像中心, 美国新泽西神经医学
中心核磁/CT/神经放射科主任)

Virtua®

医学光盘制作系统



Virtua 小巧, 高速, 简便易用 — 优化工作流程

Virtua把磁盘刻录负担从影像设备和PACS工作站上解放出来，
使这些设备能更专注地处理病例。它那与众不同、高度集成又非
常易学的用户界面设计是符合人体工学的，使初学者能在几分钟内变成专家。

- 毫不费力地把DICOM影像刻录成CD/DVD
- 以更经济的方式将影像发布到病人、临床医师和其他医疗机构
- 自动印刷标签系统大大提高了工作效率，并增强了病人信息的准确性

Virtua的关键优势

- 为多个DICOM工作站设计的高性能系统，可以同时处理几百个病例
- 按人体工程学设计的触摸屏简便易学，优化了日常工作流程
- 可以选用同时刻录Codonics的影像读片软件，或使用包括eFilm™ Lite在内的多种其他软件
- 内嵌的web服务器，让用户可以远程访问和控制所有的功能
- 有容纳100张空白CD或DVD光盘，也可每种50张
- 按照HIPPA安全和隐私保护标准建立工作日志，可以自动生成IHE PDI兼容格式的光盘
- 我们的快线保修服务在7x24全天候热线技术服务支持不能远程解决问题时，实行现场换机，以保障用户使用
- 多种型号能满足各种预算及需求

“这是第一台能满足我们实际需求的CD/DVD刻录机，
它方便实用，使我们在几秒之内成为使用专家，我们比较过其
他产品，但是没有一个可以与其相比。”

诺曼·Y·萧恩伯格医生
(脊柱关节专科)



展示您非凡的影像...



Codonics 全彩色标签的
CD和DVD

对比



黑白文字和手写标签
的光盘

“我们都非常喜欢这些客户化设计的
彩色光盘标签，尤其是我们能够用它为
我们所有的医院作宣传。”

劳伦斯·N·坦南布恩
(放射医生 爱迪生影像中心, 美国新泽西神经医学
中心核磁/CT/神经放射科主任)